



**Be Right™**



## Hydrometer, Glas

Artikel-Nr.: **192200**

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Zur Messung des spezifischen Gewichts schwerer Flüssigkeiten. Ungefähre Länge: 150 mm. Einzelskala, spezifisches Gewicht 1,000 bis 1,225 mit Teilungen von 0,005. 100 mL Zylinder mit Skala separat erhältlich.

---

### Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils