



Be Right™



Mikro-Rührstab, 2 x 7 mm

Artikel-Nr.: 2054960
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Mikro-Rührstab zum Mischen in Küvetten, Reagenzgläsern, Spektralphotometerküvetten und anderen kleinvolumigen Behältern. Verwendbar bei Temperaturen bis 260 °C. Alnico V Magnet in PTFE verkapselt.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils