



Be Right™



EDTA-Standardlösung, 0,0200 N, 4 L

Artikel-Nr.: 20556
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Zur Härtebestimmung mittels Bürettentitration. Hach Verfahren 8222 (Calcium) und 8226 (Gesamt). 0,0200 N (0,0100 M) (N/50), 4 Liter Flasche

Technische Daten

Messbereich: 0 - 5.000 mg/L CaCO₃
Methode: EDTA-Titration
Plattform: Lösung
Volumen / Packungsgröße: 4