



Pipette, serologisch, Glas, 25 mL

Artikel-Nr.: 206640

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glaspipetten mit Skala. Auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert. Entwickelt gemäß ASTM E1044.

Technische Daten

Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	25 mL
Messgerät:	Alle außer DR/4000, PC II
Methode (Nummer):	8006
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils