



Be Right™



Imhoff-Absetztrichter, 1 L, Polycarbonat, mit Schraubverschluss

Artikel-Nr.: 206700

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Trichter mit vollständiger Skala zur Bestimmung kleiner Mengen an absetzbaren Stoffen im Abwasser mittels Imhoff-Sedimentationsverfahren. Der Glastrichter verfügt über eine auf Robustheit ausgelegte verstärkte Spitze, während der Polycarbonattrichter über einen auslaufsicheren, abnehmbaren Verschluss zur Entnahme von Sediment für die Analyse verfügt. Haltering, Stativ und Trichterhalter separat erhältlich.

Technische Daten

Kapazität: 1 L

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils