



Schlauch, Nalgene 8000, Vakuum, 9,5 mm (Innendurchmesser)

Artikel-Nr.: 2074146
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Dem normalen Nalgene 8000 Schlauch ähnlich, jedoch mit stärkeren Wänden. Mit Rot bedruckt für sofortige Erkennung. Spart Zeit und verhindert Fehler, die Experimente ungültig machen und zu Verletzungen des Laborpersonals führen könnten.

Technische Daten

Durchmesser:	2,22 cm
Formula (Text):	R-3603
Gehäusematerial:	Tygon
Innendurchmesser:	3/8 in
Länge:	50 ft
Schlauchwandstärke:	1/4 in