



Be Right™



Flasche mit Tropfer, 30 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 2086250

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Flasche aus Polyethylen geringer Dichte (PE-LD), mit Schraubkappe aus Polypropylen. Flasche problemlos einhändig handhabbar, gibt jeweils einen einzelnen Tropfen ab.

Technische Daten

Body Material:	Low Density Plastic
Kapazität:	30 mL
Material:	PE-LD
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 /Packung