



Be Right™



## Flasche, Aufbewahrung, Polyethylen, rechteckig, 250 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 2086776

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dickwandige Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) mit einem weiten Hals für einfaches Befüllen und einem auslaufsicheren Verschluss aus Polypropylen. Rechteckige Form spart Platz und schützt beim Versand. Geeignet für flüssige Lösungen und Feststoffproben.

---

### Technische Daten

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	250 mL
Material:	PE-HD
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 St.