



Flasche, Aufbewahrung, Polyethylen, rechteckig, 1.000 mL, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2086783

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Dickwandige Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) mit einem weiten Hals für einfaches Befüllen und einem auslaufsicheren Verschluss aus Polypropylen. Rechteckige Form spart Platz und schützt beim Versand. Geeignet für flüssige Lösungen und Feststoffproben. Die braune Färbung der Flasche verringert den fotochemischen Abbau durch Sonnenlicht.

Technische Daten

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	1.000 mL
Material:	PE-HD
Package size UOM:	6pk
Volumen / Packungsgröße:	6 St.