



**Be Right™**



## **Flasche, Aufbewahrung, Polyethylen, quadratisch, 500 mL, 12 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2086879

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Flasche aus Polyethylen hoher Dichte, mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen. Die quadratische Form ist platzsparend, und der weite Hals sorgt für einfaches Befüllen und Entleeren.

---

### **Technische Daten**

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	500 mL
Material:	PE-HD
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 St.