



Be Right™



Flasche, Aufbewahrung, Polyethylen, quadratisch, 1 L, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2086883

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Flasche aus Polyethylen hoher Dichte mit auslaufsicherem Verschluss aus Polypropylen. Die quadratische Form ist platzsparend, und der weite Hals sorgt für einfaches Befüllen und Entleeren.

Technische Daten

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	1.000 mL
Material:	PE-HD
Package size UOM:	6pk
Volumen / Packungsgröße:	6 St.