



Be Right™



## Spritzflasche, rot, 500 mL

Artikel-Nr.: 2086949

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Die Farbe weist auf entflammaren oder gefährlichen Inhalt hin. Flasche aus Polyethylen, mit Schraubverschluss aus Polypropylen.

---

### Technische Daten

Farbe:	Red
Kapazität:	500 mL
Material:	PE-LD
Packungsgröße:	1 each
Stem:	Rot Verschluss/Steigrohr
Volumen / Packungsgröße:	1 each