



Be Right™



Flasche, Probenahme, niedrige Dichte, Polyethylen, 500 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 2087079
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Flaschen aus Polyethylen niedriger Dichte (PE-LD) mit einem weiten Hals für einfaches Befüllen und einem auslaufsicheren Verschluss aus Polypropylen. Hervorragende Wahl für Stichproben, den Versand von Flüssigkeiten, das Sammeln von Bodenproben und die Aufbewahrung trockenerer Chemikalien.

Technische Daten

Body Material:	Low Density Plastic
Kapazität:	500 mL
Material:	PE-LD
Package size UOM:	12pk
Volumen / Packungsgröße:	12 /pk