



**Be Right™**



## **Probenahme-Flasche, hohe Dichte, Polyethylen, 4 L**

**Artikel-Nr.:** 2087117  
**CHF Preis:** Kontakt  
**Kein Versanddatum angezeigt**

Flasche aus Polyethylen hoher Dichte, mit weitem Hals (89 mm). Hervorragend geeignet für das Sammeln von Stichproben, die Aufbewahrung trockener Chemikalien und den Versand von Flüssigkeiten.

---

### **Technische Daten**

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	4 L
Material:	PE-HD
Package size UOM:	1pk
Volumen / Packungsgröße:	1 each