



Probenahme-Flasche, hohe Dichte, Polyethylen, 2 L

Artikel-Nr.: 2087154

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Flasche aus Polyethylen hoher Dichte, mit weitem Hals (89 mm). Hervorragend geeignet für das Sammeln von Stichproben, die Aufbewahrung trockener Chemikalien und den Versand von Flüssigkeiten.

Technische Daten

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	2 L
Material:	PE-HD
Package size UOM:	1pk
Volumen / Packungsgröße:	1 each