



Be Right™



Erlenmeyerkolben, Glas, mit Schraubverschluss, 6 Stück, 500 mL

Artikel-Nr.: 2089679

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Glaskolben mit Skala und Kunststoff-Schraubverschluss. Ausgezeichnete Wahl für die Vorbereitung von Medien, das Mischen von Lösungen und die Kultivierung. Inerte, in den Verschluss eingearbeitete Gummidichtung; vollständig autoklavierbar. Eine beständige Skala zeigt das ungefähre Volumen an.

Technische Daten

Einheiten:	6 Stück
Kapazität:	500 mL
Material:	Glas mit Schraubverschluss