



Be Right™



Kolben, Erlenmeyer, Polycarbonat, Fassungsvermögen 125 mL

Artikel-Nr.: 2089743

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Kolben mit Skala (einglassene Unterteilungen) bietet Klarheit, Widerstandsfähigkeit und Festigkeit. Autoklavierbar; wiederholtes Autoklavieren kann jedoch zu einem Verlust an mechanischer Festigkeit führen. Neopren-Stopfen Nr. 5 (Teilenummer 14808-05; 12 Stück) bitte separat bestellen. 125 mL.

Technische Daten

Einheiten:	1 Stück
Kapazität:	125 mL
Material:	Polycarbonat