



Be Right™



Pipette, serologisch, steril, Polystyrol, 10 mL, orange, 200 Stück

Artikel-Nr.: 2092668

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff. Einzeln verpackt. Farbcodiert. Auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert. Entspricht ASTM E934.

Technische Daten

Graduations:	0.10 mL
Kapazität:	10 ml
Negative Graduations:	3.0 mL
Volumen / Packungsgröße:	200 /Packung