



Pipette, serologisch, steril, Polystyrol mit Stopfen, 10 mL, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2092828
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff mit Stopfen. Lose verpackt, Großpackung mit 2x 25 Stück, farbcodiert. Schwarze aufsteigende/absteigende Skala. Auf Auslauf („To Deliver“) kalibriert. Genauigkeit $\pm 2\%$.

Technische Daten

Graduations:	0.10 mL
Kapazität:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	50 /Packung