



**Be Right™**



## **Pipette, serologisch, steril, Polystyrol mit Stopfen, 1 mL, 50 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2092835

**CHF Preis:** Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Einwegpipette aus Kunststoff mit Stopfen. Großpackung mit 2x 25 Stück. Farbcodiert. Schwarze aufsteigende/absteigende Skala. Auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert. Genauigkeit  $\pm 2\%$ .

---

### **Technische Daten**

Graduations:	0.01 mL
Kapazität:	1 mL
Volumen / Packungsgröße:	50 /Packung