



Be Right™

Pipette, serologisch, steril, Glas, 1 mL, 50 Stück

Artikel-Nr.: 2093135
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Sterile Glaspipette mit blauer unterteilter Skala. Auf Ausguss („To Deliver“) kalibriert. Erfüllt die Anforderungen gemäß ASTM E438, Klasse B und die ASTM-Spezifikation E714.

Technische Daten

Graduations: 0.01 mL
Kapazität: 1 mL
Volumen / Packungsgröße: 50 /Packung