



Pipette, Mohr, Glas, 10 mL

Artikel-Nr.:	2093438
CHF Preis:	Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt	

Klasse B Pipetten, auf Abgabe kalibriert („To Deliver“). Eine unterteilte Skala in dauerhafter brauner Farbe ist in den Körper eingeschmolzen. Farbcodierung gibt das Volumen an. Gehärtete Spitze für Langlebigkeit. Entspricht den Vorgaben von ASTM E1293, Klasse B, Art 1.

Technische Daten

Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	10,0 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils