



Pipette, Mohr, Glas, 2 mL

Artikel-Nr.: 2093636

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Klasse B Pipetten, auf Abgabe kalibriert („To Deliver“). Eine unterteilte Skala in dauerhafter brauner Farbe ist in den Körper eingeschmolzen. Farbcodierung gibt das Volumen an. Gehärtete Spitze für Langlebigkeit. Entspricht den Vorgaben von ASTM E1293, Klasse B, Art 1.

Technische Daten

Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	2,0 mL
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils