




Flaschengestell, BSB, 12 Flaschen

Artikel-Nr.: 2094200

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Robustes PVC-beschichtetes Drahtgestell bietet korrosionsbeständiges Transportsystem für 300 mL BSB-Flaschen. Gestellverriegelung für effizienten Transport und Aufbewahrung. Fasst 12 BSB-Flaschen. *Artikel ist mit blauem Epoxidharz beschichtet.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 jeweils