



Pipettenständer

Artikel-Nr.: **2094700**
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Polypropylenständer mit fünfzig Positionen für die sichere und ordentliche Aufbewahrung von Pipetten. Trägt zur Schaffung eines effizienten Aufbewahrungssystems oder einer gut organisierten Station zur Verarbeitung von Flüssigkeiten bei. Die Löcher in den oberen und mittleren Tragflächen haben einen Durchmesser von 16 mm; die Löcher am Boden sind auf 6 mm abgeschrägt, um Kontakt mit der Auflagefläche zu verhindern. Autoklavierbar bis 122 °C. Gesamtabmessungen: 21 x 11 x 22 cm.

Technische Daten

Breite:	4.3 Inches
Länge:	210 mm
Tiefe:	22 cm
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils