



Be Right™



Reagenzglas, Kultur, mit Schraubkappe, 20 x 150 mm, 10 St.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Artikel-Nr.: | 2096230 |
| CHF Preis: | Kontakt |
| Kein Versanddatum angezeigt | |

Die Kappe verfügt über eine fest verklebte Gummibeschichtung, die eine sichere und hochinerte Dichtfläche schafft.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (D x L): | 20 mm x 150 mm |
| Durchmesser: | 20 mm |
| Kapazität: | Kapazität bis Hals 30 mL |
| Länge: | 150 mm |
| Spezielles Ausstattungsmerkmal: | Tube, 20 x 150 mm |
| Volumen / Packungsgröße: | 10 /Packung |