



Be Right™



## Ballonflasche, rechteckig, mit Hahn, 9 L

Artikel-Nr.: 2098061

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Platzsparende rechteckige Form. Mit eingegossener Skala. Polyethylen hoher Dichte sorgt für Widerstandsfähigkeit und Festigkeit der Ballonflasche. Größe 20 L mit eingeformten Handgriffen. Der schnell öffnende/schließende Hahn ermöglicht die einfache Kontrolle über die Entnahmemenge; verfügt über zwei O-Ringe aus PTFE für eine gute Abdichtung.

---

### Technische Daten

Breite:	5.9 Inches
Kapazität:	9 L
Länge:	220 mm
Tiefe:	34 cm
Volumen / Packungsgröße:	1 each