



Wägesatz, Klasse M-2

Artikel-Nr.: 2101100

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Standard-Wägesatz. 16-teilig, mit Edelstahl-Pinzette. Acht Gewichte in dieser Stückelung: 10, 20, 50, 100, 200, 200, 200 und 500 mg (Zwei der Stücke, 200 mg und 500 mg,

bestehen aus Edelstahl, die übrigen sind aus Aluminium). Acht Gramm-Gewichte aus Messing: 1, 2, 2, 5, 10, 10, 20 und 50 Gramm. Kasten aus Polypropylen.

Technische Daten

Inhalt: Umfasst: Messing-Gewichte und Kasten aus Polypropylen.

Volumen / Packungsgröße: 1 each

Inhalt

Umfasst: Messing-Gewichte und Kasten aus Polypropylen.