



Be Right™



Bürste, Kamelhaar

Artikel-Nr.: 2103200

CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Für die Reinigung von empfindlichen Geräten oder um sicherzustellen, dass die Proben beim Wiegen vollständig umgefüllt werden. Weiche braune Haare, eingearbeitet in einer Halterung aus Metall. Die Haare sind auf identische Länge geschnitten (14 mm). Kann am Mikrospatel, Artikelnr. 1225600, befestigt werden.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 1 each