



DPD Gesamt-Chlor-Reagenz, Test 'N Tube Küvetten, 50 Stück

Artikel-Nr.:

2105645

Gefahrstoffe

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Zur Bestimmung von Gesamt-Chlor nach der DPD-Methode. Test 'N Tube Reagenzküvetten enthalten bereits abgemessenes DPD-Reagenz. Range: 0,09 - 5,00 mg/L Cl₂. Probengröße: 10 mL. Packung mit 50 Küvetten.

Test 'N Tube Produkte sorgen für sicheres und bequemes Messen.

Mit den 16 mm Küvetten mit Kappe steht eine eigenständige Packung für das Mischen und Messen zur Verfügung.

Einfacher Bestellvorgang

Die Packung enthält alle benötigten Reagenzien und Küvetten.

Borsäure-Frei!

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	50
Messbereich:	0,09 - 5,00 mg/L Cl ₂
Messgerät:	Alle außer PC II
Methode:	DPD
Methode (Nummer):	10101
Parameter:	Chlor, gesamt
Plattform:	Pulverkissen