



Pipette, Mohr, Polypropylen, 10 mL

Artikel-Nr.: 210638

VERALTETER ARTIKEL
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Durchscheinende Polypropylen-Pipetten mit Skala. Ideal für die Analyse von Kieselsäure. Autoklavierbar (Temperaturen über 60 °C können Volumenänderungen verursachen).

Technische Daten

Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	10 ml
Volumen / Packungsgröße:	1 jeweils