



Pipette, Mohr, Polypropylen, 10 mL, 12 Stück

Artikel-Nr.: 210668

VERALTETER ARTIKEL

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Durchscheinende Polypropylen-Pipetten mit Skala. Ideal für die Analyse von Kieselsäure. Autoklavierbar (Temperaturen über 60 °C können Volumenänderungen verursachen).

Technische Daten

Graduations:	0.1 mL
Kapazität:	10 mL
Volumen / Packungsgröße:	12 /Packung