



## Reagenzien-Pulverkissen, Kieselsäure, hoher Messbereich, Molybdat, 10 mL, 1.000 Stück

|              |         |
|--------------|---------|
| Artikel-Nr.: | 2107328 |
| CHF Preis:   | Kontakt |
| Verfügbar    |         |

Zur Bestimmung von Kieselsäure im hohen Messbereich mittels Silicomolybdat-Verfahren (Hach Verfahren 8185) Messbereich: 1 bis 100 mg/L. Probengröße: 10 mL Probe. Packung mit 1.000 Pulverkissen.

---

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Anzahl Bestimmungen:     | 1000           |
| Methode:                 | Silicomolybdat |
| Plattform:               | Pulverkissen   |
| Volumen / Packungsgröße: | 1000 /pk       |