



Be Right™



## Reagenzien-Pulverkissen, Kieselsäure, hoher Messbereich, Säure, 10 mL, 1.000 Stück

Artikel-Nr.: 2107428

Gefahrstoffe

**VERALTETER ARTIKEL**  
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.



Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2107469

Zur Bestimmung von Kieselsäure im hohen Messbereich mittels Silicomolybdat-Verfahren (Hach Verfahren 8185) Messbereich: 1 bis 100 mg/L. Probengröße: 10 mL Probe. Packung mit 1.000 Pulverkissen.

### Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	1000
Methode:	Silicomolybdat
Plattform:	Pulverkissen
Volumen / Packungsgröße:	1000 /pk