



# Puffer-Wasserverdünnungskissen, 25 St.

Artikel-Nr.: 2143166 CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Puffer-Wasserverdünnungskissen von Hach sind, wenn sie gemäß den Anweisungen zubereitet werden, entsprechend den Spezifikationen in den Standardmethoden für die Prüfung von Wasser und Abwasser, 9050C.1.a.1 "Pufferwasser", formuliert.

Gepufferte Pulverkissen zur Verdünnung, Artikelnummer 2143166, enthält je 25 Pulverkissen mit Magnesiumchlorid und Kaliumdihydrogenphosphat. Ergibt 25 L Verdünnungswasser (1 Liter je 1 Magnesiumchlorid-Pulverkissen + 1 Kaliumdihydrogenphosphat-Pulverkissen).

#### Umfassende Lösungen für Wasseranalysen im Schwimmbadbereich

Hach bietet eine Vielzahl von Medien und Apparaturen an, mit denen Sie sämtlichen

Testbedarf in Freizeiteinrichtungen abdecken können.

### Umfassende Lösungen für Abwasseranalysen

Bei Hach finden Sie Fertigmedien und praktische Apparaturen für die schnelle und problemlose Untersuchung

von Abwasser und Brauchwasser.

## Umfassende Lösungen für Trinkwasseranalysen

Egal welche Methode der Kunde für die Untersuchung von

Trinkwasserproben wählt – Hach bietet Fertigmedien und praktische Apparaturen

für schnelles und einfaches Testen.

#### **Technische Daten**

Volumen / Packungsgröße: 25 St.