



**Be Right™**



## **Filter, Glasfaser, Porengröße 2,7 µm, Durchmesser 70 mm, 100 Stück**

**Artikel-Nr.:** 2164300

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

---

Hergestellt aus 100 % Borosilikatglasfasern. Am besten geeignet für allgemeine Laborarbeiten und als Vorfilter für die Membranfiltration.

---

### **Technische Daten**

Durchmesser:	70 mm
Material:	Glas-Mikrofaser
Porengröße:	2,7 µm
Volumen / Packungsgröße:	100 /Packung