



Wägeschiffchen, Durchmesser Boden 46 mm

Artikel-Nr.: 2179000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Flexible Behälter aus Kunststoff für die Handhabung von Flüssigkeiten und festen Substanzen beim Wiegen. Diese flexiblen Schiffchen aus Polystyrol lassen sich leicht zu einer Ausgusstülle formen, um nach dem Wiegen der Probe ein Umfüllen ohne Verschütten zu ermöglichen. Der steife Rand bietet eine griffsichere Oberfläche für die Handhabung; beständig gegen die meisten abzuwiegenden Probenmaterialien.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße: 500 St.