



Be Right™



Spritze, Luer-Lock-Ansatz, 10 cm³

Artikel-Nr.: 2202400

CHF Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Einwegspritzen verfügen über einen Luer-Lock-Ansatz, der für das Anschließen an Spritzenfilter oder Filterhalter geeignet ist. Deutlich ablesbare Skala. 1 Stück

Technische Daten

Kapazität: 10 ml

Volumen / Packungsgröße: 1 each