



Be Right™



Tropfröhrchen

Artikel-Nr.:

2265100

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Tropfröhrchen aus Borosilikatglas mit 7 mm Außendurchmesser und 45° abgeschrägter Spitze. Der Körper hat einen Außendurchmesser von 17 mm und eine Länge von 145 mm mit einem Schraubgewinde von 20 auf 400. Zur Verwendung mit der Hach Destillationsapparatur.

Technische Daten

Volumen / Packungsgröße:

1 jeweils