




Be Right™



## Sulfit-Äquivalent-Standardlösung, 5.000 mg/L SO<sub>3</sub>, 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampullen

Artikel-Nr.: 2267410

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Natriumthiosulfat-Standardlösung (0,125 N), äquivalent zu 5.000 mg/L SO<sub>3</sub>

### Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

### Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

### Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

---

## Technische Daten

Beschreibung:	Sulfit-Äquivalent-Lösung (NIST)
Konzentration:	5.000 mg/L
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	mL/16