



**Be Right™**



## **Tube, culture, 16 x 100 mm, each**

**Artikel-Nr.: 2275800**

**VERALTETER ARTIKEL**

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.

Vorgeschlagene Ersatzprodukte:

- 2275806

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

---

### **Technische Daten**

Durchmesser:	16 mm
Kapazität:	Capacity to Neck 11 mL
Länge:	100 mm
Volumen / Packungsgröße:	1