



Glycin-p-Toluolsulfonsäure, 25 g

Artikel-Nr.: 2278024

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

(Glycin-PTSA), Protein-TKN-Standard: 5,665 % N, 35,40 % Rohprotein. Zur Überprüfung der Genauigkeit und der Aufschluss-Ausbeute bei Bestimmungen von Gesamt-Stickstoff und TKN. 25 g Flasche. Siehe 2277800 für das vollständige Set von drei Standards mit aufsteigender Aufschluss-Resistenz.

Technische Daten

Plattform:

Behälter