



Nikotinsäure-p-Toluolsulfonsäure, 25 g

Artikel-Nr.: 2278124
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

(Nikotinsäure-PTSA)-Protein-TKN-Standard: 4,743 % N, 29,64 % Rohprotein. Zur Überprüfung der Genauigkeit und der Aufschluss-Ausbeute bei Bestimmungen von Gesamt-Stickstoff und TKN. 25 g Flasche. Siehe 2277800 für das vollständige Set von drei Standards mit aufsteigender Aufschluss-Resistenz.

Technische Daten

Plattform: Behälter