



Test kit, iron color disc, model IR-21

Artikel-Nr.: 2299300
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Iron color disc/TPTZ low range test kit contains 100 tests.

Simple, fast, color disc method

Kit contains all required reagents and apparatus in a rugged carrying case for analysis in the field

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0.01
	0.05
Koffertyp:	D
Messbereich:	Dual Range
Messbereich (2):	0 - 1.2 mg/L Fe
Methode:	Color disc/TPTZ
Modell:	IR-21
Parameter:	Iron TPTZ
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 2.0 mg/L Fe; 0 - 1.2 mg/L Fe
Test-Kit Modell:	IR-21
Typ:	Double Metric