



Natriumchlorid-Standardlösung, 18.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 500 mL

Artikel-Nr.: 2307449
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Conductivity standard solutions for laboratory and field analyses

Leitfähigkeitsstandard. 18.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (10.246 mg/L NaCl). 500 mL.

Technische Daten

Beschreibung:	Conductivity calibration solution
Chemische Formel:	NaCl
Gebindeeinstellungen:	Bottle
Konzentration:	18000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C $\pm$ 50 $\mu\text{S}/\text{cm}$ at 25°C
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (protect from light)
Parameter:	Conductivity
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL