



Flasche, Aufbewahrung, länglich, 118 mL Fassungsvermögen, 6 Stück

Artikel-Nr.: 2318406

CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Entspricht länglicher 4 oz. Polyethylenflasche (gegossen, weiß). 6 Flaschen pro Packung. HINWEIS: Kappe nicht enthalten.

Technische Daten

Body Material:	High Density Plastic
Kapazität:	118 mL
Material:	PE-HD
Package size UOM:	6pk
Volumen / Packungsgröße:	6 /Packung