



Fluorid-Standardlösung, 100 mg/L, 500 mL

Artikel-Nr.: 23249
CHF Preis: Kontakt
Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Standardlösungen für ionenselektive Elektroden (ISE), für Laboranalysen

ISE-Standardlösung, Fluorid, 100 mg/L $\pm$ 2 mg/L F⁻ (NIST). 500 mL Flasche

Auf NIST-Standardreferenzmaterialien rückführbar

Es kommt immer darauf an, dass Sie Ihren Messergebnisse vertrauen können. Die Qualität der verwendeten Standardlösungen ist von entscheidender Bedeutung.

Für die Verwendung mit Messgeräten aus dem Hach Portfolio und mit anderen Messgeräten entwickelt

Grundlegend für genaue ISE-Messungen ist, dass die ionenselektive Elektrode gut gepflegt und gewartet wird.

Zuverlässige Verpackung

In einer luftdichten Verpackung zur Sicherstellung der garantierten Haltbarkeit

Technische Daten

Bemerkungen:	Haltbarkeit nach dem Öffnen, bei empfohlener Lagerung und Verwendung: 3 Monate
Beschreibung:	Fluorid-Standardlösung
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Konzentration:	100 mg/L $\pm$ 2 mg/L F ⁻
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
Parameter:	Fluorid
Plattform:	Lösung
Volumen / Packungsgröße:	500 mL