



Be Right™



Filterhalter, für Vakuumfiltration, Glas

Artikel-Nr.: 234000

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Trichter im Becherglas-Stil (300 mL) mit 47 mm Membranhalterung für die Filtration wässriger Proben. Halterung für gesinterte Borosilikat-Glasmembran für gleichmäßige Filtration über die Membranoberfläche. Der Trichter wird mit einer Aluminiumklemme am Sockel befestigt. Filterkolben separat erhältlich.

Technische Daten

Durchmesser: 47 mm
Inhalt: Trichter und Sockel aus Borosilikatglas; Klemme aus eloxiertem Aluminium; Stützscheibe (Sinterglas); Gummistopfen (Nr. 8)
Volumen / Packungsgröße: 1

Inhalt

Trichter und Sockel aus Borosilikatglas; Klemme aus eloxiertem Aluminium; Stützscheibe (Sinterglas); Gummistopfen (Nr. 8)