



Test-Kit, Salzwasser-Aquakultur, Modell FF-3

Artikel-Nr.: 243003
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Die Aufrechterhaltung einer guten Wasserqualität ist für eine rentable Fischproduktion unerlässlich. In vielen Fällen hängen die Verfügbarkeit und die Kosten einer „Ertragsversicherung“ direkt mit den Testprogrammen zusammen.

Entwickelt, um die Anforderungen spezieller Salzwasser-Anwendungen zu erfüllen

Jedes Kit enthält die Apparaturen und Reagenzien, die zur Messung von 10 entscheidenden Parametern mit digitalem Titrator, Titration und Farbscheiben erforderlich sind

Zwei Tests, Ammonium-Stickstoff und ein praktischer Chlorid-Titrationstest auf Salzgehalt, wurden exklusiv für dieses Kit entwickelt

Technische Daten

Anwendung:	Aquakultur
Modell:	FF-3
Plattform:	Digital Titrator