



Be Right™



Reagenziensatz, Härte (Gesamt), HA-71A-Test-Kit

Artikel-Nr.: 2437800

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Zur Bestimmung der Gesamt-Härte mittels Tropfenzähl-EDTA-Titrierverfahren. Austausch-Reagenziensatz für das HA-71A-Test-Kit. Umfang des Satzes: Pufferlösung (Härte 1), Bestimmungslösungen für Härte 2 und 3 für ca. 100 Bestimmungen.

Technische Daten

Messbereich:	1 - 20 mg/L CaCO ₃
Methode:	EDTA-Titration
Parameter:	Härte (Total)
Spezielles Ausstattungsmerkmal:	Reagent set, HA-71A test kit